

## Hoe nasofaryngeale stalen nemen?

- Materiaal: katoen, Dacron of liefst *flocked swabs*» in een universeel- of virustransportmilieu
- Breng een eerste wattenstaafje **diep** in het neusgat en maak zoveel mogelijk cellen los door langs de binnenkant van een neusgat te schrapen. Ga met hetzelfde wattenstaafje op dezelfde manier te werk om een staal te nemen van het andere neusgat.
- Plaats het wattenstaafje in de tube met transportmilieu en breek het uiteinde van de steel af.
- Ga met het tweede wattenstaafje op dezelfde manier te werk om een staal te nemen van de ontstoken zones in de keel (amandelen, keelwand, etc.). Plaats het wattenstaafje in de tube met transportmilieu en breek het uiteinde van de steel af.
- Sluit het flesje hermetisch.
- Het staal identificeren:
  - Referentie van de patiënt: onder de vorm van een code
  - Datum van staalname
  - Arts: Coördinaten van de behandelende arts die het staal heeft afgenomen.
- Plaats de transporttube in een "Minigrip" zakje en sluit hermetisch
- In afwachting van verzending, bewaar de stalen in de koelkast (+4°C).

