

## Procédure de prélèvement pour les frottis nasopharyngés

- Matériel : coton, Dacron ou de préférence « flocked swabs» dans un milieu de transport universel ou de virus
- A l'aide d'un premier écouvillon prélever le plus possible de cellules en introduisant l'écouvillon profondément dans une narine. Effectuer quelques mouvements de rotation. Procéder de même au niveau de l'autre narine.
- Mettre l'écouvillon dans le tube de transport et casser l'extrémité de la tige. Puis à l'aide d'un deuxième écouvillon, procéder de même au niveau des zones inflammatoires au fond de la gorge (amygdales). Mettre l'écouvillon dans le tube contenant le milieu de transport et casser l'extrémité de la tige. Fermer le tube hermétiquement.
- Placer le tube dans un sachet «Minigrip», fermer hermétiquement.
- Identifier l'échantillon :
  - Référence du patient : il doit s'agir d'un code
  - La date de prélèvement
  - Médecin : coordonnées du médecin qui a réalisé le prélèvement.
- Placer le sachet «Minigrip» dans un emballage parfaitement hermétique
- Tous les échantillons doivent être conservés à 4°C avant l'envoi

